



Kit de traqueostomia temporal percutània · imatge de referència de la REA

MATERIAL NECESSARI

- Desinfectant tòpic (povidona iodada)
- Pot estèril
- Gases
- Mosquit
- Dissector Toracotraq
- Fil guia
- Dilatador petit
- Agulla-canuleta (14 G) Abbocath®
- Bisturí
- Cànula traqueal Portex amb obturador especial que permet introduir-la al traqueostoma mitjançant la guia metàl·lica
- Camisa per a la cànula
- Lubricant
- Cinta de coll per fixar la cànula
- Set d'anestèsia

PUNT DE SEGURETAT

Preparar i verificar el material amb l'equip responsable. La tècnica i les decisions clíniques s'han de fer d'acord amb el protocol oficial vigent i per personal autoritzat i format.

PROTOCOL OFICIAL · TRAQUEOSTOMIA TEMPORAL PERCUTÀNIA

No s'ha adjuntat el protocol oficial específic; incorporar-ne l'enllaç quan estigui disponible.